

**Stadtspital Zürich****Institut für Labormedizin Triemli**

Birmensdorferstrasse 497

CH-8063 Zürich

**Fachbereich Hämatologie**

Telefon +41 44 416 56 60

Telefax +41 44 416 56 69

**Blutgerinnung/Hämatologie**

Rohrpost 12330/12340

Ärztin/Arzt:

Tel.:

Diagnose:

**Visum Blutentnahme:** \_\_\_\_\_Bitte Felder **kräftig** mit **Bleistift** markieren**Richtig****Falsch****Datum / Zeit der Probeentnahme**

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mt.	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez				
Std.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Min.	00	15	30	45												

**Orale Antikoagulation**

- Notfallprobe  Ja (Sintrom / Marcoumar)
- Bivalirudin  Nein
- Heparin E / 24 Std. \_\_\_\_\_  Rivaroxaban
- LMW-Heparin \_\_\_\_\_  Dabigatran
- Material kapillär  Edoxaban
- Blutentnahme verrechnen  Apixaban

**Routine** *Probematerial: 1 x Vacuette hellblau*

- Quick 6 TP
- Mikroquick 6 TP
- Thrombinzeit 9.2 TP
- APTT 8.7 TP
- Fibrinogen gerinnbar 13.8 TP
- D-Dimere 32 TP
- Anti-Faktor-Xa-Aktivität (LMW-Heparin) 45 TP
- Anti-Faktor-Xa-Aktivität (unfrakt.-Heparin) 45 TP
- Anti-Faktor-Xa-Aktivität (Fondaparinux) 45 TP
- Anti-Faktor-Xa-Aktivität (Rivaroxaban/Apixaban) 45 TP
- Anti-Faktor-IIa-Aktivität (Bivalirudin) 45 TP
- Anti-Faktor-IIa-Aktivität (Argatroban) 45 TP

**Inhibitoren** *Probematerial: 1 x Vacuette hellblau*

- Antithrombin III Aktivität 21 TP
- Antithrombin III immunologisch 78 TP
- Protein C, funktionell 52 TP
- Protein S, freies, immunologisch 60 TP
- APC-Resistenz 31 TP
- Lupus Antikoagulans 3 x 49 TP

**Faktoren** *Probematerial: 1 x Vacuette hellblau*

- V 35 TP
- VII 35 TP
- VIII 56 TP
- Von Willebrand Faktor Antigen 45 TP
- Von Willebrand Faktor - Aktivität (Ristocetin-Kofaktor) 45 TP
- XIII 46 TP

**Weitere Gerinnungsanalysen siehe Auftragsformular  
ILM Externe Analysen****Hämatologie**

- Hämatogramm II (Lc, Ec, Hb, Hk, Tc, Indices) 9 TP
- Maschinelle Differenzierung 14.6 TP
- Hand-Differenzierung 26 TP
- Retikulozyten 13.2 TP

**Spezial Gerinnung** *Probematerial: 2 x Vacuette hellblau*

- Reptilasezeit 18.6 TP
- A**  Thrombozyten - Funktionstest (PFA) 55 TP

**A** = Rückfragen im Labor, Tel. Anmeldung erforderlich.  
Nicht mit Rohrpost schicken!

**ROTEM** *Probematerial: 1 x Vacuette hellblau*

- Block OPS (EXTEM, INTEM, FIBTEM, APTEM)
- EXTEM 43 TP
- INTEM 43 TP
- FIBTEM 43 TP
- APTEM 43 TP
- HEPTEM 43 TP

**Heparin-induzierte Thrombopenie Antikörper (HIT)**  
*Probematerial: 3 x Vacuette rot 5ml oder 5 x Vacuette rot 3ml*

- Antikörper gegen Heparin/Plättchenfaktor 4-Komplex 79 TP

Auswertungsblatt 4T-Score ausgefüllt beilegen  
(Intranet/Weisungen Triemli)  
Heparin-induzierte Thrombozytopenie  
(Algorithmus Seite 2)

**Multiplate** *Probematerial: 1x  
Hirudin Blood Tube  
Röhrchen im Labor anfordern*

- ADPtest
- ASPItest
- TRAPtest

**Auftragsnummer**